

Illico

łóżko rehabilitacyjne - elektryczne



VERMEIREN
we care for you

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Illico

Wygodne i praktyczne

- Płynna, elektryczna regulacja wysokości leża od 298 mm do 828 mm
- Regulacja za pomocą dołączonego pilota
- Płynna regulacja elektryczna zagłówka
- Płynna regulacja elektryczna podparcia pod uda, segment pod tydki można regulować manualnie
- Wymiary materaca 900 mm x 2000 mm
- Kontroler z funkcją blokady
- Maksymalne obciążenie 170 kg (pacjent i materac)
- Dwie pary poręczy
- Pilota można umieścić po lewej lub prawej stronie
- Każde z 4 kół można zablokować oddzielnie
- Szeroki wachlarz drewnianych paneli przednich i tylnych
- Łatwe w montażu i demontażu
- Dostarczane w zestawie transportowym




Intuicyjny pilot z funkcją blokowania



Łatwy demontaż paneli bocznych i poręczy



Solidne koła z blokadami



Duże pokręta ułatwiające montaż i demontaż ramy łóżka



Zestaw transportowy na kółkach zapewnia także łatwe przechowywanie



Demontaż ramy łóżka bez dodatkowych narzędzi

Drążek do podnoszenia można umieścić po lewej lub prawej stronie łóżka. Pasek można dopasować do żądanej długości.

4 stabilizatory materaca (2 w części zagłówkowej i 2 w części podnóżkowej) utrzymują materac w idealnym miejscu.

Jedno naciśnięcie przycisku zwalnia poręcze boczne.

Segment pod tydki można regulować ręcznie.

Pilot posiada długi przewód, dzięki czemu można go umieścić w dowolnym miejscu na łóżku.



Ultra ŁATWY montaż bez dodatkowych narzędzi

Dzięki naszemu łóżku Illico nie musisz już szukać śrubokrętów ani kluczy imbusowych. Aby zmontować lub zdemontować łóżko w ciągu kilku minut, wystarczy jedna osoba. Aby rozmontować wystarczy zdjąć poręcze boczne, drewniane panele i odłączyć ramę łóżka.



Wybór paneli i poręczy bocznych

Aby dopasować się do Twojego wnętrza do łóżka Illico można dobrać odpowiednie, stylowe panele boczne.



Podstawa materaca jest również dostępna w wykonaniu z **materiału ABS**. Gdy potrzebna jest łatwa i szybka dezynfekcja, ten materiał będzie najlepszym rozwiązaniem.



Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	1024 mm
■ Całkowita wysokość	783 - 1313 mm
■ Długość całkowita	2080 mm
■ Wysokość leża materaca (bez materaca)	298 - 828 mm
■ Maks. kąt podniesienia tułowia	70°
■ Maks. kąt uniesienia ud	36,8°

Dzielone poręcze boczne

Nasze łóżka Illico są również dostępne z dzielnymi poręczami bocznymi, metalowymi lub drewnianymi, w zależności od konfiguracji.



Sprzęt zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma **VERMEIREN** zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępem technologicznym, możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **Illico** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.

■ Maks. kąt opuszczenia tydek	-17,2°
■ Specyfikacja materaca	RG 35, grubość 120 mm, 2000x900 mm
■ Maks. udźwig drążka do podnoszenia	75 kg
■ Masa (bez poręczy bocznych, drążka do podnoszenia i trójkąta)	85 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	135 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą